

บทนำ

การผลิตวัคซีนประจำปีเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามการผลิตวัคซีนให้เพียงพอไปตามความต้องการในประเทศที่กำลังพัฒนานั้นเป็นสิ่งที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก การผลิตและการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเวลาที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผลผลิตวัคซีน เราจึงมุ่งพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้มีความรวดเร็วด้วยเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการทางชีวภาพที่สมบูรณ์แบบเพื่อเป็นทางเลือกที่จะทดแทนการใช้ไข่ไก่ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการผลิตเร็วขึ้น.

วิสัยทัศน์ของบริษัท Esco Aster

Esco Aster มีความมุ่งมั่นในการผลิตวัคซีนทางชีวภาพ, ผลิตผลทางชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดที่มีคุณภาพสูง ตามวิสัยทัศน์หลักของเราเพื่อช่วยให้ประเทศที่ไม่ได้ผลผลิตวัคซีนสามารถผลิต, จัดเก็บ และจำหน่ายวัคซีนได้อย่างเพียงพอ และในขณะนี้เราได้ร่วมมือกับ Nuvonis (Austria) เพื่อสร้างกระบวนการทำงานในการผลิตทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้สามารถสร้างไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยใช้ serum-free Vero cell banks ของบริษัท Nuvonis โดยเราได้แสดงให้เห็นว่าการผลิตแบบ Tide Motion ร่วมกับเครื่องมือการแยกเซลล์ของ Esco ช่วยทำให้การผลิตวัคซีนในแต่ละห้องที่มีราคาถูกตามหลักการของ CAPEX และ OPEX ในประเทศกำลังพัฒนา




Tide Motion Platform + Cell Processing Isolator

Vero Cells


Vero Cells เป็นเซลล์ที่ต้องยึดเกาะซึ่งมีการนำมาใช้ในการผลิตวัคซีนกันอย่างแพร่หลาย เซลล์เหล่านี้ได้มาจากเซลล์เยื่อผิวของไตของลิงสีเขียวแอฟริกัน ซึ่งมีข้อดีหลายประการในแง่ของการติดเชื้อไวรัสได้สูงและการแยกไวรัสหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง array ของไวรัสที่ Vero Cells อ่อนแอ และมีวัคซีนไวรัสหลายชนิดที่สามารถผลิตได้ในเซลล์เหล่านี้ ได้แก่ ไรโบโซมไข้หวัดใหญ่ ไรโบโซมพิษสุนัขบ้า ไรโอไวรัส และไซตัสเมกัลไวรัส เมื่อพิจารณาผลผลิตอันมีมากมายของ Vero Cells จึงมีความต้องการเพาะเซลล์นี้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไวรัส ซึ่งเซลล์สามารถเจริญเติบโตได้บน T-flasks และ Roller bottles ในการเพาะเลี้ยงแบบ 2 มิติแบบดั้งเดิม เราจึงเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้นหรือมีความหนาแน่นที่เหมาะสมโดยใช้ macrocarriers - BioNOC™ II ที่เป็นหัวใจของเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ

การเลี้ยง Vero Cells ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ Tide Motion

A serum-free Vero cell research cell bank (บทความ 144-160) ได้ถูกนำมาใช้งาน ทั้ง MCB และ WCB ซึ่งมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ รวมถึงมีการทดสอบคุณสมบัติในการก่อกำเนิดในขั้นตอนสิ้นสุดการผลิต (EOP) Serum-free media มีการเติม L-glutamine ก่อนนำไปใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ และมีการวัดกลูโคสในอาหารเลี้ยงเชื้อโดยใช้อุปกรณ์ GlucCell™ และแถบทดสอบกลูโคส Esco VacciXcell GlucCell™ จากรูปที่ 1 (a) และ (b) ด้านล่างแสดง growth kinetics และรูปที่ (c) และ (d) แสดงปริมาณการใช้กลูโคส และอัตราการใช้กลูโคส



รูปที่ 1 เส้นโค้งการเจริญเติบโตของ Vero cell (a) Plus™ Vero Plus และ (b) อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีซีรัมและความเข้มข้นของกลูโคสในอาหารเลี้ยงเชื้อของอาหารแต่ละชนิดตามลำดับ M = การเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อ HM = การเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อครั้งหนึ่ง GI = กลูโคส




รูปที่ 2 การเจริญเติบโตของ Vero cell โดย BioNOC™ II macrocarriers ซึ่งมีพื้นผิวขนาดใหญ่ในการเจริญเติบโต (L) BioNOC™ II macrocarriers และ (R) Vero cell ด้วยการขยาย 4 เท่า เซลล์จะถูกยึดด้วยสารเคมีตรวจสอบความมีชีวิต (FDA) และ Hoechst stain ทางด้านขวาสุด ซึ่งทางด้านซ้ายแสดงการเพาะเลี้ยงเชื้อช่วงต้น และทางด้านขวาแสดงการเพาะเชื้อช่วงปลาย

การเพาะเลี้ยง Vero Cells ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เซลล์จากพลาสติก T-175 ถูกเก็บเกี่ยวโดยการย่อยเซลล์ด้วยเอนไซม์ทริปซิน นำมาเหวี่ยงตกตะกอนเป็นเวลา 5 นาทีที่ 275 x g. และนำมาละลายในอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเซลล์ได้รับการผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ 500 มล. และถ่ายโอนไปยัง CelCradle-500AP™ (perfusion) โดยใช้พารามิเตอร์ Tide Motion หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง 45 นาทีจึงนำอาหารเลี้ยงเชื้อตัวอย่างมานับจำนวนเซลล์ด้วยการทดสอบการย้อมสีน้ำเงินในเซลล์ที่มีชีวิต ซึ่ง 85% ของเซลล์ติดอยู่กับ carrier และพารามิเตอร์การเคลื่อนที่การเจริญเติบโตของเซลล์ได้แก่

อัตราการเพิ่ม	ล้างไว้	อัตราการลด	ลดเวลาลง
2.0 มม./วินาที	20 วินาที	2.0 มม./วินาที	0 วินาที




วิธีการติดเชื้อไวรัส (Virus Infection Method)

จำนวนเซลล์ทั้งหมด 1.7e9 เซลล์ สามารถเลี้ยงได้ภายใน 167 ชั่วโมง (7 วัน) หลังจากการเพาะเลี้ยง Vero cells ในสภาวะ serum-free condition และได้ doubling time ของการเลี้ยง Vero cells ในเวลา 36 ชั่วโมง เช่นเดียวกับเซลล์ที่เพาะเลี้ยงในที-พลาสติก

Vero cells ที่ได้ถูกทำให้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอโดยการติดเชื้อหลายระดับ desired multiplicity of infection (MOI) 0.01


หลังจากติดเชื้อไวรัสแล้วทำการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อ ทำการติดเชื้อไวรัส infectious virus titre ในแต่ละส่วนของอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยการใช้วิธีการทดสอบฟลูออเรสเซนต์โฟกัส assay (FFA)

สรุปจำนวนทั้งหมดของไวรัสที่ติดเชื้อที่ได้รับการ recovered คือ 10.45e10 FFUs ดังแผนผังแสดงในรูปที่ 3 และผลแสดงในรูปที่ 4 (a-e)



รูปที่ 3 การเตรียมเชื้อ Vero cells และกระบวนการผลิตไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอใน CelCradle-500AP™; WCB - ธนาคารเซลล์ที่ทำงาน; MOI - การติดเชื้อจำนวนมาก; FFA - ทดสอบฟลูออเรสเซนต์โฟกัส

ผลผลิตไวรัส



	2D Culture Cell Factories CF10	3D BioNOC™ II carriers
Cell morphology	Monolayer	Densely populated carriers
Cell density	0.7 Million per ml	3.2 Million per ml
Working volume	1.5L	0.5L
Surface area	6.320 cm²	15.000 cm²
To obtain 1.6E9 cells	1.6 x CF10	1 X 500 ml CelCradle

รูปที่ 4 (a) CelCradle-500AP™: การเจริญเติบโตของเซลล์เพาะเลี้ยงในอาหารที่ปราศจากซีรัม (SFM) และสี่เหลี่ยมสีแดงหมายถึงเวลาของการติดเชื้อที่ 161 ชั่วโมงหลังจากใส่เชื้อ (b) ความเข้มข้นของกลูโคสในอาหารเลี้ยงเชื้อ (c) ไตเตอร์ของไวรัสที่ติดเชื้อในหลอด FFU / ml (d) ผลผลิตไวรัสที่ติดเชื้อใน FFU ต่อ 500 มล. (e) ความหนาแน่นของเซลล์ที่เพาะ 3 มิติเมื่อเทียบกับการเพาะปลูกแบบ 2 มิติ

สรุป

จากการพิสูจน์แนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่า Vero cell สามารถเพาะเลี้ยงให้เติบโตได้ความหนาแน่นเซลล์สูงมากถึง 2.9e9 (5e6 เซลล์ / มล.) และได้เซลล์ถึง 3.25e9 (6e6cells / มล.) ต่อ 500 มล. โดยการเลี้ยงด้วย CelCradle™ โดยใช้ Serum Free medium SFM และ Serum-containing media ตามลำดับ ได้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของกระบวนการทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพของการเลี้ยงแบบ single-use ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนการผลิตวัคซีนชีวภาพได้สูงขึ้นไปราคาไม่แพงโดยใช้เทคโนโลยี Tide Motion นี้ ซึ่งการศึกษานี้ดำเนินการโดยพาร์ทเนอร์ของเราที่โรงงาน Rand D ในประเทศออสเตรเลีย

การศึกษาในอนาคต

จากผลลัพธ์มีแนวโน้มที่แน่นอน และได้พิจารณาแล้วว่าเซลล์เพาะเลี้ยงเป็น "สิ่งสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน" ทั้งไวรัสสายพันธุ์อื่น / เส้นสายไวรัสอื่น สามารถเพาะเลี้ยงได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ตามกระแสที่มีศักยภาพสำหรับโรงงานผลิตมาตรฐาน cGMP ในการสร้างวัคซีนจำนวนมาก หรือในกรณีที่มีโรคระบาด

ถึงแม้ว่าผลลัพธ์มีแนวโน้มที่แน่นอน แต่เราสามารถปรับปรุงได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในระบบ CelCradle-500AP™ ซึ่งอาจใช้ในโรงงานผลิต cGMP เพื่อเพิ่มการผลิตวัคซีนจำนวนมาก

- การพัฒนาวัคซีน
- PD, การทำให้บริสุทธิ์, การให้คำปรึกษาสำหรับวัคซีน
- กระบวนการย้าย, เทคโนโลยีระดับโลก

กิตติกรรมประกาศ

เราขอแสดงความขอบคุณบริษัท Nuvonis Technologies GmbH เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียสำหรับสายการผลิตเซลล์เพาะเลี้ยง และการผลิตไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับมาตรฐาน GMP